

D

BayroSoft QuickTest

50 Teststreifen
zur Wasseranalyse

Für die schnelle Analyse
von BayroSoft/Softswim-
Gehalt und pH-Wert.

Vergleichen Sie das erhaltene
Resultat mit der Farbtabelle.

BayroSoft-Gehalt (mg/l):

3 6 12 25 50 ppm

pH-Wert:

6,6 7,0 7,4 7,8 8,2



Anwendungsempfehlungen:
Teststreifen mit beiden Test-
feldern für 3 Sekunden ins
Wasser tauchen, herauszie-
hen und Flüssigkeitsüber-
schuß abschütteln.

Nach 30 Sekunden Test-
felder für BayroSoft-Gehalt
und pH-Wert mit der Farb-
skala vergleichen.

Wichtig:

Dose immer geschlossen
halten, vor Feuchte schützen,
kühl aufbewahren. Nicht ein-
nehmen. Darf nicht in die
Hände von Kindern gelangen.

Mindestens haltbar bis:
Siehe Datum auf Dose.

 **BAYROL**

BAYROL Deutschland GmbH

Postfach 1562 · D-82144 Planegg

☎ 089-8 57 01-0

bayrol@bayrol.de · www.bayrol.de